

7 Параметры дополнительных функций

Функция	Наменование	Диапазон	Объяснение	Заданное значение
AL	Предупреждение	0..100		3,0
CL	Установка холодильного управления		При превышении температуры SP+CL включается холодильник	
P	Пропорциональный коэффициент	1..100	Предназначен для пропорционального регулирования	10,0
I	Интегральный коэффициент	0..3600 с	Чем меньше коэффициент, тем больше суммарное действие	55
D	Дифференциальный коэффициент	0..3600 с	Чем меньше коэффициент, тем меньше влияние При I=0, D=0 получится пропорциональное управление	5
Ar	Подавление перегрева	0..100%		20
T	Нагревательный период	1..100 с		3
Pb	Нулевое регулирование	-100...+100	Регулировать при не больших нулевых отклонениях	0,2
PK	Полное регулирование	-1000...+1000	Регулировать при больших отклонениях диапазона	0
Ct	Холодильное управление	0..3600 с		
dp	Установка запятой	0;1	При «0» будет без запятой При «1» будет с запятой	1
rH	Установка поддиапазона	0..400°C	Пределы диапазона (от 0 до 105°)	105
LK	Кнопка для кода	0..255	Только когда LK=18 или 128 можно изменять параметры	0

8 Работа

- Заполните водяную баню дистиллированной водой
- Подключите ее к электропитанию
- Установите заданную температуру
- Установите таймер (если нужно)
- После работы отключите электропитание

9 Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание и все виды ремонтных работ разрешается проводить специально обученному персоналу
- При длительной эксплуатации рекомендуется один раз в месяц сливать воду и промывать внутреннюю часть ванны любым моющим раствором с нейтральным pH.
- В случае длительного перерыва в работе рекомендуется слить воду из водяной бани и просушить ее.

10 Гарантийные обязательства

ЗАО «Лабтех» гарантирует качество поставки и безотказность работы водяной бани серии LT при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи при отсутствии видимых повреждений.

Компания «Лабтех»

Центральный офис:
105264 г. Москва, Измайловский б-р, 1/28
Тел./факс: (095) 105-3575 многоканальный
Тел./факс: (095) 965-2729, 965-5830, 965-7049, 965-7384

Салон магазин:
105043 г. Москва, 3-я Парковая ул. 8/19
Тел./факс: (095) 367-0364, 367-5752
E-mail: post@labteh.com www.labteh.com

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Водяные бани серии LT



LT-2 двухместная
LT-4 четырехместная
LT-6 шестиместная
LT-8 восьмиместная
LT-TW универсальная

Москва - 2005